



LUMIFIL[®]
with Lidocaine

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM

AVANTAJLAR

- Lidokain İlaveli
- Ultra Yüksek Saflıkta
- Kolay Çözülebilir
- Binlerce Klinik Deneyim
- CE Onaylı
- ÜTS Kayıtlı
- Class III Sertifikalı




HCCL

TEKNOLOJİSİ

Patentli Parçaçık Teknolojisi (PPT)

LUMIFIL; En aza indirilmiş BDDE, düşük sıcaklık ve uzun süreli çapraz bağlama reaksiyonu ve PPT sürecine dahil edilerek HCCL teknolojisi kullanarak üretilmiştir. HCCL teknolojisi yabancı bir cisim olarak tanınan sarkıt BDDE gibi riskleri ortadan kaldırarak yüksek güvenlik seviyesine sahip çapraz bağlanmayı sağlar. Ayrıca LUMIFIL'in her modelinin istenen hacim ve şekli koruması için en uygun reolojik özelliklere sahip olmasını sağlayan stabilize bir 3D matris yapıya dönüştürür.



OPTİMUM REOLOJİK ÖZELLİKLER

MONOFAZİK YAPI

LUMIFIL, stabil ve sabit jel yapısı, gelişmiş viskoelastike faz açısı değerlerini ve depolamayı kontrol etme modülü ve dışa dayanıklılık konusunda daha fazla değer ve iyileştirmeye sahiptir

LUMIFIL
L-LITE

Yapışkanlık



Esneklik



Plastisite



LUMIFIL
L-KISS

Yapışkanlık



Esneklik



Plastisite



LUMIFIL
L-MAX

Yapışkanlık



Esneklik



Plastisite



ÖNERİLEN

ENJEKSİYON

ALANLARI

Kaz Ayakları ●
Glabella Çizgisi LUMIFIL®
Perioral Kırışıklıklar L-LITE
Alın Çizgileri
Gözyaşı Olukları
Kulak Memesi Büyütme
Dudak Şekillendirme
Rus Dudak Tekniği
Marionette Çizgisi

Nazolabial Oluklar ●
Marionette Çizgisi LUMIFIL®
Dudak Kontürü L-KISS
Glabella Çizgisi
Alın Çizgisi

Zigoma Hattı ●
Burun Hattı LUMIFIL®
Jawline Hattı L-MAX
Alın-Şakak Hattı



ÜRÜN ÖZETİ

LUMIFIL®
L-LITE



LUMIFIL®
L-KISS



LUMIFIL®
L-MAX



ÖZELLİK	Etkili yumuşatma gücü	Etkin dengeleme gücü	Etkili hacim verme gücü
BİLEŞEN	Çapraz bağlı HA/Lidocaine 0,3%	Çapraz bağlı HA/Lidocaine 0,3%	Çapraz bağlı HA/Lidocaine 0,3%
HA KONSANTRASYONU	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml
ÇAPRAZ BAĞLAMA	●●●○	●●●○	●●●●
BELİRTİ	Çizgileri ve kıvrımları yumuşatmak için	Çok amaçlı düzeltme için	Şekillendirmek ve kaybedilen hacmi geri kazanmak için
ENJEKSİYON DERİNLİĞİ	Üst dermis 	Orta ve derin dermis 	Derin dermis ve periosteuma
PAKETLEME	1 X 1.0ml şırınga 2 X 30G iğneler	1 X 1.0ml şırınga 2 X 27G iğneler	1 X 1.0ml şırınga 2 X 25G iğneler

ÜRÜN SONUÇLARI



LUMIFIL®
L-MAX

LUMIFIL®
L-LITE

LUMIFIL®
L-KISS

LUMIFIL®

LUMIFIL®

L-LITE

with Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic
Acid Dermal Filler

1ML

LUMIFIL®

Codepharma Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Balbey Mah. 403. Sok. Balbey İşhanı 7/401 Muratpaşa / ANTALYA

Tel:+90 532 796 12 50

www.codepharma.com.tr

LUMIFIL UK LIMITED

298 Winwick Road, Warrington, WA2 8HZ, UK Tel: 01925 967131

www.lumifil.co.uk

L-KISS

with Lidocaine
Cross-linked Hyaluronic
Acid Dermal Filler

1ML

LUMIFIL®

www.lumifil.com.tr

 lumifil_tr